

«Моя лучшая методическая разработка»

АВТОР – БАРОЯН ГОАР ВАГАНОВНА



Название - Тренажёр «GOGI-LOGI» для артикуляционной гимнастики

- ✓ Тренажёр предназначен для артикуляционной гимнастики, адресован логопедам, дефектологам, родителям, и всем тем, кого интересует.
- ✓ Тренажёр изготовлен из дерева, состоит из несколько частей: зеркало, ключ (с помощью которой регулируется положение зеркала), подставка, тарелочки, которые вынимаются и ещё передвигаются слева направо.

Основные задачи:

- ✓ **Стимуляция развития глазодвигательной координаций (прослеживание передвижение тарелок).**
- ✓ **Активизация билатеральной координаций (ребенок одной рукой фиксирует тренажёр, а другой передвигает тарелки слева направо).**
- ✓ **Развитие кистевого праксиса (захват тарелки).**
- ✓ **Активизация лучезапястного сустава, рецепрных движений (тарелки необходимо закручивать, а после вынимать).**

- ✓ **Формирование двуручных, параллельных движений (соединение двух тарелок в центре).**

Примечание: «дорога, по которой передвигается тарелка, чтобы достичь с точки А до точки Б, является механическим метрономом для удержания конкретного артикуляционного уклада».

Благодарю за внимание .



Gogi-Logi

